# 光栅实验

胡淏崴 核 21 2022011139

### 摘要

光栅是一种分光用的常用光学元件,它不仅用于光谱学,还广泛用于计量、光通信、信息处理等方面。分光计是一种用于观察分光现象的光学仪器。本实验利用分光计观察光栅的分光现象,测定光栅常数及光波波长,验证光栅的分光公式,对光栅特性有初步了解。

#### 1. 实验仪器

### (1) 分光计:

分光计主要由平行光管、望远镜、度盘和平台构成。度盘采用游标结构,由刻度盘(主度盘)和游标盘组成。




图 1 分光计结构示意图

- 1. 望远镜调焦旋钮
- 2. 望远镜
- 3. 小平台的调水平螺钉
- 4. 实验元件
- 5. 分光计主轴
- 6. 小平台
- 7. 平行光管
- 8. 平行光管调焦旋钮
- 9. 平行光管俯仰角调节螺钉
- 10. 游标盘止动螺钉
- 11. 底座
- 12. 望远镜止动螺钉
- 13. 望远镜和刻度盘 联动螺钉
- 14. 刻度盘与游标盘

(1)

15. 望远镜俯仰角调节螺钉

其中,平行光管将外界自然光转化为平行光出射到小平台上方,经过平台上光学仪器后, 光线经过望远镜成像在分划板上,并经过目镜成像。

## (2) 光栅

光栅是在空间上有周期性的一种光学元件, 其两狭缝间距为 d, 存在光栅分光公式: 、




图 2 光栅分光偏向角示意图

### 2、实验内容

#### (1) 调节分光计。

调节分光计最终目的是方便操作者看清成像,并且使测量尽可能的精准。为了看清成像,需要调节目镜焦距,望远镜焦距,平行光管焦距。为了使测量精准,则仪器整体需要满足:望远镜光轴垂直于分光计主轴,平行光管光轴垂直于分光计主轴,光栅平面与平行光管的光轴垂直,光栅刻线(缝)与分光计主轴平行。因此,调节应按照以下步骤;

### 1) 调节望远镜适合于观察平行光

首先,调节目镜,使能看清叉线(不同人视力不同,调节情况也不同)。之后,在小平台上放置平面反射镜,调节望远镜焦距使能看清绿十字像,这是利用自准直法使望远镜能将平行光成像在分划板上。

### 2) 调节望远镜光轴垂直于分光计主轴

为了使望远镜光轴平行于分光计主轴,利用反射镜,当绿十字满足几何光学反射的条件时,则调节完成。同时调节望远镜俯仰和平台旋钮,以各半法调节,使反射镜旋转 180 度前后绿十字都成像在上叉线上。此时,望远镜与分光镜主轴垂直。

3) 调节平行光管使产生平行光

望远镜已经调节完成,此时,只需调节平行光管使能看清狭缝的像即可。

4) 调节平行光管光轴垂直于分光计主轴

望远镜已经垂直于分光镜主轴,因此,只需调节平行光管光轴平行于望远镜光轴即可。调节平行光管俯仰,使狭缝的像平分于分划板中间叉线即可。

5) 使光栅平面与平行光管的光轴垂直

同样利用反射法,调节小平台旋钮,使能在望远镜中观察到反射的绿十字成像在上叉线上,旋转 180 度前后均满足,则光栅平面垂直于平行光管光轴。

6) 调节光栅刻线(缝)与分光计主轴平行

光栅刻线影响衍射级次的偏移,在调节时,将所有衍射级的高度调节至同一即可。




图 3 光栅刻痕不平行于分光计主轴时的衍射光谱

# (2) 在光线垂直入射的情形下,即 i=0时,测定光栅常数和光波波长。

为了满足垂直入射条件,应先调节反射绿十字与平行光管像重合,并选取合适的级次 m。经过观察, m=3 合适。测定 $\lambda=546.1$ nm 绿线的 $\phi_m$ 的值,此时,为了消除偏心差,应当左右游标同时读数并求平均值,用于计算 $\phi_m$ 。同时,为了减小误差,通过 $\pm 3$  级求差计算  $2\phi$ 。由(1)式计算,并用不确定度分析,计算光栅常数 d 如下

d=3336.02nm

 $u_d = 0.86$ nm

给出最终表达式:

 $d = (3336.02 \pm 0.86)$  nm

同上述方法,测定黄光 579. 1nm (约定真值)的 $\phi_m$ ,由(1)式计算,并用不确定度分析,计算光波长 $\lambda$ 如下

 $\lambda$ =579.6nm

 $u_{\lambda}=0.2$ nm

给出最终表达式:

 $\lambda = (579.6 \pm 0.2) \text{ nm}$ 

计算与约定真值的相对偏差:

E=0.09%

## (3) 在 i = 15 度时,测定汞灯光谱中波长较长(579.1nm)的黄线的波长。

根据图 2,需要测定光栅法线的角位置,入射光线的角位置,以及衍射级次的角位置。 入射角度需要手动调节至 i=15 度。根据(1)式,可以得出光的波长。这里需要注意的是在 不同位置上衍射级次 m 的正负性需要判定。得到的光波长结果如下:

 $\lambda = 579.05 \text{nm}$ 

与相对真值比较:

E=0.008%

## (4) 用最小偏向角法测定波长较长(579.1nm)的黄线的波长

当处于最小偏向角时,满足条件 i=φ,因此,对于最小偏向角,存在公式:

$$2dsin\frac{\delta}{2} = m\lambda \tag{2}$$

根据(2)式,同样可以测量两个方向的不同偏向角,缩小实验误差。此时,两角度差为 28,利用(2)式,求得波长为:

 $\lambda = 578.58 \text{nm}$ 

与相对真值比较:

E=0.09%

### 3、分析讨论

#### (1) 如何快速调平分光计。

在调节分光计的过程中,最大的问题是观察不到绿十字像,因此,我认为可以再粗调后,优先调节望远镜俯仰,使能看见绿十字后,再进行各半法调节。这时,调节的难度会大大降低。

#### (2) 偏心差消除

因为分光计主轴和旋转轴不一定重合,因此,分光计存在偏心差,但是,利用几何关系 我们可以得出,两个相差 180 度的游标取平均值得到的就是真正的转角值,因此,在分光计 的读数中,左右游标必须同时读数并记录,并求平均计算。

#### 原始数据

2. 左 右 中外 261°59′81°52′ 中绿子 291°20′111°18′ 中绿丹 232°32′52°27′ m=3  $d = \frac{m}{\sin(\frac{q_{\frac{1}{2}35} + q_{\frac{1}{2}35} - q_{\frac{1}{2}435}}{4})} = \frac{3336 \cdot 0.01}{3336 \cdot 0.01}$  $\mathcal{E}\frac{dd}{d} = \int \left(\frac{\partial \ln d}{\partial \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln d}{\partial \phi}\right)^2 \times 4$ = \[ \frac{1}{4} \cot^2 \varphi\_m \cdot \sigma\_p^2 \] ad = 0.86n m m=3 中貴-3 293°24′ 113°16′ 中黄+3 230°33′ 50°28′ 8 入= 1 d sin ( 中華-3左 中黄-3左 - 中黄+3左 ) = 579.6nm  $\frac{\pi \sqrt{d\lambda}}{\lambda} = \int \left(\frac{dd}{d}\right)^2 + \left(\frac{1}{4} \cot^2 \varphi_m \sigma \phi^2\right)^2$ On = 0.2 nm  $E = \frac{|\lambda \mathbf{x} - \lambda|}{3(\mathbf{i} = |\mathbf{s}^{\circ}|)} = 0.09\%$ m=+3 蹦胱线和A射光线在法线同侧 古 中;主线 246°58′ 66°52' 中黄+38例 231946 51°41'  $\lambda = 578.58 \text{ nm}$   $E = \frac{1 \times 8 - 1}{1 \times 8 - 1} = 0.09\%$ 111°59′ 292°5' 中黄+3 丘侧